



DEFRIBILADOR DUALMAX



Pantalla
touch de 10.4"



Protección contra
humedad y polvo.



Impresora

Tecnología de punta en resucitación: desde marcapasos no invasivo hasta capnografía en un solo dispositivo.

- ▶ Oximetría (SpO2).
- ▶ Capnografía (EtCO2).
- ▶ Marcapasos no invasivo.
- ▶ Auto secuencia de cargas.
- ▶ Presión no invasiva (PANI).
- ▶ 02 canales de de temperatura.
- ▶ 02 canales de presión invasiva (PI).
- ▶ Prevención de Muerte Súbita (PMS).
- ▶ Desfibrilador externo automático (DEA).
- ▶ Tecnología CTR (Chequeo en Tiempo Real).
- ▶ Electrocardiograma (ECG) hasta 12 derivaciones.
- ▶ Eventos con curvas que se muestran en la pantalla.
- ▶ Registro de pacientes con grabación de todos los eventos.
- ▶ Pantalla con touch screen de 10,4" con resolución XGA (1024 x 768 pixels)
- ▶ Batería doble con indicador de carga, fácil de substituir, permite más de 100 descargas.

▶ Acceso a parámetros de resucitación cardiovascular (PRR Master) y PRR (CTO) y PRR (CTO) y PRR (CTO)



DESFRIBILADOR DUALMAX



Seguridad y eficiencia
inigualables con su tecnología
CTR y prevención de muerte
súbita.

DESFRIBILADOR • DEA • MARCAPASO • ECG • IMPRESORA

Inteligente y Confiable

El Dualmax de Instramed es la solución todo en uno para emergencias cardíacas y monitorización avanzada. Este desfibrilador DEA de última generación combina la potencia de un desfibrilador externo automático con las capacidades de un monitor multiparamétrico de alta gama. Con funciones como marcapasos no invasivo, ECG de 12 derivaciones, oximetría, capnografía y presión invasiva, el Dualmax está diseñado para brindar atención crítica en cualquier escenario. Su pantalla táctil de 10.4", batería de larga duración y protección IP55 lo convierten en el compañero ideal para profesionales de la salud que demandan lo mejor en tecnología médica.